



Eccellenza dal 1959

CONVENZIONE ARIA_2025_004 (Lombardia-Veneto e APSS Trento)



**Produciamo Dispositivi e Tecnologie
concepiti per fornire il Massimo Valore
alla Procedura Chirurgica.**



WWW.LUCINISURGICALCONCEPT.COM



dal 1959...



CONVENZIONE ARIA_2025_004 (Lombardia-Veneto e APSS Trento)

INDICE

Lotto 1 Tavoli Madre pag. 1

Lotto 2 Tavoli Mayo e Pedane pag. 3

Lotto 3 Sgabelli Chirurgici pag. 5

Lotto 4 Carrelli in Acciaio per S.O. pag. 9

Lotto 1 Tavoli Madre

N. LOTTO	Descrizione Lotto	N.Sublotto	Articolo	Descrizione Sub Lotto	Immagine	Rif. Int.
1	Tavolo madre a un ripiano 1200x600x900	1.01	HELPY 14 Rev.02-ARI	Tavolo Madre Porta Ferri Indicato per Reparto Operatorio. Capacità Piano di Lavoro * (4 STU / 3 ISO) 1283 x 650 mm. Basamenti a 2 razze ad alta sanificabilità. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. (N°2 con Freno). Paracolpi Perimetrale Antibatterici sui basamenti. Piano di lavoro con angoli arrotondati, antivibrante e privo di vani occulti. Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro: 1283 x 650 x 900 mm. (Larg. x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech.		1
1	Tavolo madre a un ripiano 1500x600x900	1.02	HELPY 15 Rev.02-ARI	Tavolo Madre Porta Ferri Indicato per Reparto Operatorio. Capacità Piano di Lavoro * (5 STU / 3 ISO) 1515 x 650 mm. Basamenti a 2 razze ad alta sanificabilità. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. (N°2 con Freno). Paracolpi Perimetrale Antibatterici sui basamenti. Piano di lavoro con angoli arrotondati, antivibrante e privo di vani occulti. Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro: 1515 x 650 x 900 mm. (Larg. x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech.		2
1	Tavolo madre a un ripiano con alzata 1200x600x1240	1.03	HELPY 14 Rev.02-HE-ACS02-ARI	Tavolo Madre Porta Ferri Indicato per Reparto Operatorio. Capacità Piano di Lavoro * (4 STU / 3 ISO) 1283 x 650 mm. Basamenti a 2 razze ad alta sanificabilità. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. (N°2 con Freno). Paracolpi Perimetrale Antibatterici sui basamenti. Piano di lavoro con angoli arrotondati, antivibrante e privo di vani occulti. Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro: 1283 x 650 x 900 mm. (Larg. x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech. Supporto Accessori/Telino N°4 COS 6470 (Ganci porta strumenti)		3
1	Tavolo madre a un ripiano con alzata 1500x600x1240	1.04	HELPY 15 Rev.02-HE-ACS02-ARI	Tavolo Madre Porta Ferri Indicato per Reparto Operatorio. Capacità Piano di Lavoro * (4 STU / 3 ISO) 1283 x 650 mm. Basamenti a 2 razze ad alta sanificabilità. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. (N°2 con Freno). Paracolpi Perimetrale Antibatterici sui basamenti. Piano di lavoro con angoli arrotondati, antivibrante e privo di vani occulti. Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro: 1515 x 650 x 900 mm. (Larg. x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech. Supporto Accessori/Telino		4

1	Tavolo madre a due ripiani con altezza fissa 1200x600x900	1.05	HELPY 14 Rev.03-S-ARI	Tavolo Madre Porta Ferri Indicato per Reparto Operatorio. Capacità Piano di Lavoro (5 STU / 3 ISO) 1515 x 650 mm. Piano di lavoro superiore FISSO Piano inferiore fisso posto a 450 mm da terra dim.: 1205x550 mm. Basamenti a 2 razze ad alta sanificabilità. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. (N°2 con Freno). Paracolpi Perimetrale Antibatterici sui basamenti. Piano di lavoro con angoli arrotondati, antivibrante e privo di vani occulti. Piano ausiliario inferiore con angoli arrotondati, antivibrante e privo di vani occulti. Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).		5
1	Tavolo madre a due ripiani con altezza variabile 1200x600x900/1240	1.06	HELPY 6S-ARI (COS 6320-10668-ARI)	Tavolo madre /servitore per Camera Operatoria Capacità vassoio 1160x560x25 h mm, estraibile e sterilizzabile. Elevazione da 900 a 1375 mm. Vassoio Rotante di 360° bloccabile. Basamento a 4 razze ad alta sanificabilità. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno). Paracolpi perimetrale sul Basamento. Elevazione Servo assistita Oleodinamicamente. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (pompa idraulica compresa) Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 1200x600x900/1375 mm. SA.F.E. Tech.		6

Lotto 2 Tavoli Mayo e Pedane

N. LOTTO	Descrizione Lotto	N.Sublotto	Articolo	Descrizione Sub Lotto	Immagine	Rif. Int.
2	Tavolo Mayo oleodinamico base circolare	2.01a - 2.02a	HELPY 3C-ARI	Tavolo Mayo Servitore ad Elevazione Oleodinamica. Indicato per Reparto Operatorio. Capacità vassoio (1 STU / 1 ISO) * 650 x450 x 28h mm*. estraibile, sterilizzabile, con collettori di scarico macroimpurità. Elevazione da 840 a 1190 mm. Pompa Idraulica in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Base circolare, ad elevata sanificabilità. N°5 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. Paracolpi Perimetrale sul basamento e sul Telaio Vassoio. Paracolpi perimetrali antibatterici sul Telaio Vassoio. Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro: 650 x 470 x 840/1190 mm. (Larg. x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech		1
2	Tavolo Mayo oleodinamico a 3 razze	2.01	HELPY 3-ARI	Tavolo Mayo Servitore ad Elevazione Oleodinamica Indicato per Reparto Operatorio. Capacità vassoio (1 STU / 1 ISO) 650 x450 x 28h mm. estraibile, sterilizzabile, con collettori di scarico macroimpurità. Elevazione da 890 a 1230 mm. Pompa Idraulica in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Basamento a 3 razze ad alta sanificabilità. N°3 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. (N°2 con Freno). Paracolpi Perimetrale sul basamento e sul Telaio Vassoio. Paracolpi Telaio Vassoio antibatterici. Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro: 780 x 580 x 890/1230 mm. (Larg. x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech.		2
2	Tavolo Mayo oleodinamico a 4 razze	2.02	HELPY 3D-ARI	Tavolo Mayo Servitore ad Elevazione Oleodinamica. Indicato per Reparto Operatorio. Capacità vassoio (1 STU / 1 ISO) 650 x450 x 28h mm. estraibile, sterilizzabile, con collettori di scarico macroimpurità. Elevazione da 935 a 1280 mm. Pompa Idraulica in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Basamento a 4 razze ad alta sanificabilità. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. (N°2 con Freno). Paracolpi perimetrali antibatterici sul basamento e sul Telaio Vassoio. Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro: 780 x 580 x 935/1280 mm. (Larg. x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech.		3
2	Pedana per tavolo operatorio 600x250x130	2.03	COS 6290-ARI	Pedana per Tavolo Operatorio H=130 Pedana per Sala Operatoria Realizzata integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Struttura in tubo quadro mm 25 x 25 x1,5 mm Piano con zigrinatura (antiscivolo Mandorlato) Piano antiscivolo asportabile per permettere la facile pulizia, lavaggio e sterilizzazione. N°3 Puntali (piedi) a ventosa per rendere la struttura ancorata al pavimento evitando così improvvisi spostamenti. N°1 Puntale in Acciaio Inossidabile con specificità conduttiva a Terra di correnti parassite o di dispersione. Totalmente antistatico. Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. X h) 600 x 274x 130 mm. (Opzione gratuita Prof.350) Carico Lavoro sicuro= 200Kg		4

2	Pedana per tavolo operatorio 600x250x220	2.04	COS 6292-ARI	Pedana per Tavolo Operatorio H=130 Pedana per Sala Operatoria Realizzata integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Struttura in tubo quadro mm 25 x 25 x1,5 mm Piano con zigrinatura (antiscivolo Mandorlato) Piano antiscivolo asportabile per permettere la facile pulizia, lavaggio e sterilizzazione. N°3 Puntali (piedi) a ventosa per rendere la struttura ancorata al pavimento evitando così improvvisi spostamenti. N°1 Puntale in Acciaio Inossidabile con specificità conduttiva a Terra di correnti parassite o di dispersione. Totalmente antistatico. Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. X h) 600 x 274x 220 mm. (Opzione gratuita Prof.350) Carico Lavoro sicuro= 200Kg		5
2	Pedana per tavolo operatorio 600x250x300	2.05	COS 6294-ARI	Pedana per Tavolo Operatorio H=130 Pedana per Sala Operatoria Realizzata integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Struttura in tubo quadro mm 25 x 25 x1,5 mm Piano con zigrinatura (antiscivolo Mandorlato) Piano antiscivolo asportabile per permettere la facile pulizia, lavaggio e sterilizzazione. N°3 Puntali (piedi) a ventosa per rendere la struttura ancorata al pavimento evitando così improvvisi spostamenti. N°1 Puntale in Acciaio Inossidabile con specificità conduttiva a Terra di correnti parassite o di dispersione. Totalmente antistatico. Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. X h) 600 x 274x 330 mm. (Opzione gratuita Prof.350) Carico Lavoro sicuro= 200Kg		6

Lotto 3 Sgabelli Chirurgici

N. LOTTO	Descrizione Lotto	N.Sublotto	Articolo	Descrizione Sub Lotto	Immagine	Rif. Int.
3	Sgabello ad elev. Ole seduta a sella anat AISI 304	3.01	SD 4050 SS-AISI Rev.02 ARI	Indicato per Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile a sella anatomica in AISI 304. (rotante +360°) Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale (AISI 304). Base a 5 razze con anello poggiapiedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Ruote Conduttive, Gemellate, antitraccia, antifilo Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 600 - max. 800 mm. Sedile: Ø Max 420 mm. Base: Ø 603 mm. SA.F.E. Tech.		1
3	Sgabello ad elev. Vite seduta a sella anat AISI 304	3.01a	SD 4100-AISI Rev.02 ARI	Sedile di Pousche ad elevazione a vite con sistema di sicurezza fine corsa. Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Basculante a molla di flessione. Sedile anatomico con appoggio anteriore in lega di Alluminio Anodizzato Inossidabile. (autoclavabile) Struttura verticale in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Base a 5 razze in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Ergonomica. N°5 piedini a Ventosa ad elevata tenuta. (Migliore stabilità durante la flessione) Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico Altezza: min. 570 - max. 660 mm. Sedile: 280 x 180 mm. Base: Ø mm. 605		2
3	Sgabello ad elev. Vite seduta a sella anat IMB	3.01b	SD 4110-AISI Rev.02 ARI	Sedile di Pousche ad elevazione a vite con sistema di sicurezza fine corsa. Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Basculante a molla di flessione. Sedile anatomico con appoggio anteriore, imbottito e rivestito in similpelle lavabile Struttura verticale in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Base a 5 razze in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Ergonomica. N°5 piedini a Ventosa ad elevata tenuta. (Migliore stabilità durante la flessione) Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico Altezza: min. 650 - max. 740 mm. Sedile: 280 x 180 mm. Base: Ø mm. 605		3
3	Sgabello ad elev. Ole seduta a sella circ. Inossidabile	3.01c	SD 4050 SS-C-AISI Rev.02 ARI	Indicato per Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile con seduta circolare inossidabile. (rotante +360°) Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale (AISI 304). Base a 5 razze con anello poggiapiedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Ruote Conduttive, Gemellate, antitraccia, antifilo Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 630 - max. 830 mm. Sedile: Ø Max 420 mm. Base: Ø 603 mm. SA.F.E. Tech.		4


3	Sgabello ad elev. Ole seduta a sella circ. Inossidabile Pied	3.01d	SD 4050 SS-CP-AISI Rev.02 ARI	Indicato per Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile con seduta circolare inossidabile. (rotante +360°) Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale (AISI 304). Base a 5 razze con anello poggiapiedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Piedini Conduttivi antitraccia, antifilo Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 630 - max. 830 mm. Sedile: Ø Max 420 mm. Base: Ø 603 mm. S.A.F.E. Tech.		5
3	Sgabello ad elev. Ole seduta a sella anat Imb	3.02	SD 4050SS Rev.02 ARI	Indicato per Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile a sella anatomica imbottita. (rotante +360°) Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale (AISI 304). Base a 5 razze con anello poggiapiedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Ruote Conduttive, Gemellate, antitraccia, antifilo Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 630 - max. 830 mm. Sedile: Ø Max 420 mm. Base: Ø 603 mm. S.A.F.E. Tech.		6
3	Sgabello ad elev. Ole seduta a sella anat Imb+sch	3.03	SD 4050 Rev.02 ARI	Indicato per Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile a sella anatomica imbottita. (rotante +360°). Schienale imbottito a 3 GDL (regolabile in altezza, profondità, basculamento adattivo), asportabile. Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale (AISI 304). Base a 5 razze con anello poggiapiedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Ruote Conduttive, Gemellate, antitraccia, antifilo Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 630 - max. 830 mm. Sedile: Ø Max 420 mm. Base: Ø 603 mm. S.A.F.E. Tech.		7
3	Sgabello ad elev. Ole seduta a sella anat Imb+sch+rg AISI	3.04	SD 4050 Rev.02 -ARI RG-INOX	Indicato per Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile a sella anatomica imbottita. (rotante +360°). Schienale imbottito a 3 GDL (regolabile in altezza, profondità, basculamento adattivo), asportabile. Reggibraccia con 4GDL (elevazione - rotazione - basculazione-rotazione), in AISI 304. Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale (AISI 304). Base a 5 razze con anello poggiapiedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Ruote Conduttive, Gemellate, antitraccia, antifilo Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 630 - max. 830 mm. Sedile: Ø Max 420 mm. Base: Ø 603 mm.		8
3	Sgabello ad elev. Ole seduta a sella anat Imb+sch+rg Imb	3.05	SD 4050 Rev.02- ARI RG-8903	Indicato per Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile a sella anatomica imbottita. (rotante +360°). Schienale imbottito a 3 GDL (regolabile in altezza, profondità, basculamento adattivo), asportabile. Reggibraccia con 4GDL (elevazione - rotazione - basculazione-rotazione), imbottito. Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale (AISI 304). Base a 5 razze con anello poggiapiedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Ruote Conduttive, Gemellate, antitraccia, antifilo Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 630 - max. 830 mm. Sedile: Ø Max 420 mm. Base: Ø 603 mm.		9

3	Sgabello ad elev. Ole seduta a sella circ. Imb	3.06	SD 4065SS Rev.02-ARI	Indicato per Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile con seduta circolare imbottita. (rotante +360°) Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale (AISI 304). Base a 5 razze con anello poggiapiedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Ruote Conduttive, Gemellate, antitraccia, antifilo Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 630 - max. 830 mm. Sedile: Ø Max 420 mm. Base: Ø 603 mm. S.A.F.E. Tech.		10
3	Sgabello ad elev. VITE seduta a sella circ. Inox	3.06a	SD 4065SS-AISI-Rev.02-ARI	Indicato per Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile con seduta circolare inossidabile. (rotante +360°) Sistema ad elevazione a vite coperta con sistema di sicurezza fine corsa.(AISI 304). Base a 5 razze con anello poggiapiedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Ruote Conduttive, Gemellate, antitraccia, antifilo Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 630 - max. 830 mm. Sedile: Ø Max 420 mm. Base: Ø 603 mm. S.A.F.E. Tech.		11
3	Sgabello ad elev. VITE seduta a sella circ. Inox-piedini	3.06b	SD 4065SS-AISI-P-Rev.02-ARI	Indicato per Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile con seduta circolare inossidabile. (rotante +360°) Sistema ad elevazione a vite coperta con sistema di sicurezza fine corsa.(AISI 304). Base a 5 razze con anello poggiapiedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Piedini , antitraccia, Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 630 - max. 830 mm. Sedile: Ø Max 420 mm. Base: Ø 603 mm. S.A.F.E. Tech.		12
3	Sgabello ad elev. VITE seduta a sella circ. Imbottita	3.06c	SD 4065SS-MBT-AISI-Rev.02-ARI	Sedile per camera operatoria ad elevazione a vite coperta con sistema di sicurezza fine corsa. Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile rotondo anatomico imbottito e rivestito in similpelle lavabile. Struttura verticale in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Base a 5 razze, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici . Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 550 - max. 640 mm. Sedile: Ø 360 mm. Base: Ø 603 mm.		13
3	Sgabello ad elev. VITE seduta a sella circ. Imbottita-Piedini	3.06d	SD 4065SS-MBT-AISI-P-Rev.02-ARI	Sedile per camera operatoria ad elevazione a vite coperta con sistema di sicurezza fine corsa. Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori Sedile rotondo anatomico imbottito e rivestito in similpelle lavabile. Struttura verticale in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Base a 5 razze, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). N°5 piedini conduttivi. Paracolpi perimetrali antibatterici . Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 530 - max. 620 mm. Sedile: Ø 360 mm. Base: Ø 603 mm.		14



3	Sgabello ad elev. Ole seduta a sella circ. Imb+sch	3.07	SD 4065 Rev.02 ARI	Indicato per Terapia, Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori. Sedile con seduta circolare imbottita. (rotante +360°).(densita variante per compensazione anatomica) Schienale imbottito a 3 GDL (regolabile in altezza, profondità, basculamento adattivo), asportabile. Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale (AISI 304). Base a 5 razze con anello poggiapiedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dispositivo frenante su ruote. N°5 Ruote Conduttive, Gemellate, antitraccia, antifilo Ø 75 mm. Paracolpi perimetrali antibatterici. Raccordo di base antibatterico. Altezza: min. 630 - max. 830 mm. Sedile: Ø Max 420 mm. Base: Ø 603 mm.		15
---	---	------	--------------------	--	--	----


Lotto 4 Carrelli in Acciaio per S.O





N. LOTTO	Descrizione Lotto	N.Sublotto	Articolo	Descrizione Sub Lotto	Immagine	Rif. Int.
4	Carrello per farmaci con cassette e piano acc	4.01 (4 cassette)	Frendy F-ARI (4)	Carrello per farmaci Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza Frames porta Cesti ISO * Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Piano di lavoro contenitivo con bordino di contenimento : 640 x 460 mm. (Larg. x Prof.) N°2 Maniglie direzionali antiurto Maniglie antibatteriche (anche cassette) N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm Paracolpi Perimetrale Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO Dimensioni di Ingombro: 821 x 621 x 1015 mm.(Larg x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech. •N°3 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm		1
4	Carrello per farmaci con cassette e piano acc	4.01a (5 Cassetti)	Frendy F-ARI (5)	Carrello per farmaci Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza Frames porta Cesti ISO * Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Piano di lavoro contenitivo con bordino di contenimento : 640 x 460 mm. (Larg. x Prof.) N°2 Maniglie direzionali antiurto Maniglie antibatteriche (anche cassette) N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm Paracolpi Perimetrale Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO Dimensioni di Ingombro: 821 x 621 x 1015 mm. (Larg x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech. •N°5 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm		2
4	FRA4-Frendy	4.01b	Frendy 4-ARI	Dispositivo mobile per gestione procedure Mediche con Vano Tecnico Chiuso ad elevato grado di sanificabilità. Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Piano di lavoro (Larg. x Prof.) 640 x 460 mm. N°2 Maniglie direzionali. Maniglie antibatteriche. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno) Paracolpi Perimetrale. SA.F.E. Tech. Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO . Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 821 x 621 x 1015 mm. Allestimento: A4 per Frendy Pannelli in ABS per alloggiamento Cesti ISO 600 x 400 Senza schienale N°2 cesti ISO 600x400x200 ABS Inclusi		3
4	Carrello Anestesia con cassette	4.02 (4 cassette)	Frendy A-ARI (4)	Carrello per anestesia Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza Frames porta Cesti ISO * Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Piano di lavoro contenitivo con bordino di contenimento : 640 x 460 mm. (Larg. x Prof.) N°2 Maniglie direzionali antiurto Maniglie antibatteriche (anche cassette) N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm Paracolpi Perimetrale Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO Dimensioni di Ingombro: 821 x 621 x 1015 mm. (+alzata) (Larg x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech. N°3 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm		4

4	Carrello Anestesia con cassetti	4.02a (5 cassetti)	Frency A-ARI (5) Carrello per anestesia Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza Frames porta Cesti ISO * Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Piano di lavoro contenitivo con bordino di contenimento : 640 x 460 mm. (Larg. x Prof.) N°2 Maniglie direzionali antiurto Maniglie antibatteriche (anche cassetti) N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm Paracolpi Perimetrale Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO Dimensioni di Ingombro: 821 x 621 x 1015 mm. (+alzata) (Larg x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech. •N°5 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.		5
4	Carrello Terapia 4 cass Piano sup.cont. Piano estr	4.02b (4 cassetti)	Frency T-ARI (4) Carrello per Terapia Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza Frames porta Cesti ISO * Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Piano di lavoro contenitivo con bordino di contenimento : 640 x 460 mm. (Larg. x Prof.) N°2 Maniglie direzionali antiurto Maniglie antibatteriche (anche cassetti) N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm Paracolpi Perimetrale Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO Dimensioni di Ingombro: 821 x 621 x 1015 mm. (+alzata) (Larg x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech.		6
4	Carrello Terapia 5 cass Piano sup.cont. Piano estr	4.02c (5 cassetti)	Frency T-ARI (5) Carrello per Terapia Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza Frames porta Cesti ISO * Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Piano di lavoro contenitivo con bordino di contenimento : 640 x 460 mm. (Larg. x Prof.) N°2 Maniglie direzionali antiurto Maniglie antibatteriche (anche cassetti) N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm Paracolpi Perimetrale Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO Dimensioni di Ingombro: 821 x 621 x 1015 mm. (+alzata) (Larg x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech.		7
4	Carrello Cardio Toraco Vascolare 4 cass Piano sup.cont.	4.02d	Frency CTV-ARI (4) Carrello Cardio Toraco Vascolare Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza Frames porta Cesti ISO * Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Piano di lavoro contenitivo con bordino di contenimento : 640 x 460 mm. (Larg. x Prof.) N°2 Maniglie direzionali antiurto Maniglie antibatteriche (anche cassetti) N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm Paracolpi Perimetrale Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO Dimensioni di Ingombro: 821 x 621 x 1015 mm. (+alzata) (Larg x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech.		8
4	Carrello Cardio Toraco Vascolare 5 cass Piano sup.cont.	4.02e	Frency CTV-ARI (5) Carrello Cardio Toraco Vascolare Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza Frames porta Cesti ISO * Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Piano di lavoro contenitivo con bordino di contenimento : 640 x 460 mm. (Larg. x Prof.) N°2 Maniglie direzionali antiurto Maniglie antibatteriche (anche cassetti) N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm Paracolpi Perimetrale Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO Dimensioni di Ingombro: 821 x 621 x 1015 mm. (+alzata) (Larg x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech.		9

4	Carrello porta dispositivi a 2 cass Piano sup.cont. 2 Man	4.02f	Frendy G-ARI (1136)	Dispositivo mobile per gestione procedure Mediche in regime di Urgenza con Vano Tecnico Chiuso ad elevato grado di sanificabilità. Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Piano di lavoro (Larg. x Prof.) 700 x 500 mm. N°2 Maniglie direzionali. Maniglie antibatteriche. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno) Paracolpi Perimetrale. SA.F.E. Tech. Portata massima 0 STU / 0,5 ISO . Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 739 x 554 x 800 (piano)mm. Vano Tecnico a perta 616x400x379. N°2 frames estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).(Larg. x Prof. x Alt.) 300 x 400 x 150 mm.		10
4	Carrello predisposto all'automazione. 4 Ruote 2F Ø125mm	4.02g	Frendy (WP-ADB-EXTD)	Dispositivo mobile PREDISPOSTO per AUTOMAZIONE e gestione anche informatizzata delle procedure Mediche con Vano Tecnico Chiuso ad elevato grado di sanificabilità. Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Piano di lavoro (Larg. x Prof.) 640 x 460 mm. N°2 Maniglie direzionali. Maniglie antibatteriche. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno) Paracolpi Perimetrale. SA.F.E. Tech. Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) 821x 621 x 1690 mm. (Larg x Prof. x Alt.) Esclusione (Software-Firmware) Automazione, ogni dispositivo elettronico, Frames e cassette. (solo predisposizione meccanica)		11
4	Carrello Emergenze	4.03	Frendy Emergenza-ARI	Carrello Emergenza Dispositivo mobile per Gestione delle procedure Mediche in regime di Urgenza con Vano Tecnico Chiuso ad elevato grado di sanificabilità. Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza Frames porta Cesti ISO * Realizzato integralmente in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Piano di lavoro contenitivo con bordo di contenimento : 640 x 460 mm. (Larg. x Prof.) N°2 Maniglie direzionali antiurto Maniglie antibatteriche (anche cassette) N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm Paracolpi Perimetrale Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO Dimensioni di Ingombro: 821 x 621 x 1015 mm. (Larg x Prof. x Alt.) SA.F.E. Tech.		12
4	Carrello Aperto Porta Container	4.04	CRL 7040/9-ARI	Carrello Aperto Portacontainer Dispositivo di Trasporto e Stoccaggio con Vano Tecnico Aperto, ad elevato grado di sanificabilità. Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). SA.F.E. Tech. N°4 Ruote Conduttive Ø 160 mm. (N°2 con Freno) Paracolpi Perimetrale. N°3 Frame N°3 STU / 3 ISO regolabili in altezza. (ogni ripiano ha la superficie utile per ospitare N°3 Container Din/UNI o N°3 cesti ISO) N°3 Ripiani removibili. N°2 Maniglia realizzate sui N°2 lati corti del carrello. Paracolpi perimetrali. Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 1100 x 678 x 1200 mm.		13
4	Carrello Porta Catino singolo	4.05	COS 6951-ARI	Carrello portacatino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Base a disco Ø 380 mm. Struttura verticale porta catino con maniglia ergonomica. N°4 ruote conduttive Ø 75 mm. Paracolpi perimetrale sul Basamento. Catino con capacita : 8 litri Dimensioni catino mm: Ø 340 x 150 Dimensioni di ingombro (Ø x Alt.) 380 x 850		14

4	Carrello modulare monofronte	4.06	COS 6000-ARI	Carrello unifacciale. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Struttura in tubo quadro mm 25 x 25 x1,5 mm N°3 paia di ganci, adatti per tutti gli accessori, portata di 60 Kg per gancio. Distanza fra i ganci: orizzontale 560 mm. - verticale 350 mm. Dispositivo frenante su ruote. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. Paracolpi perimetrale sul Basamento Portata totale: 80 Kg. con pavimento piano. Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 580 x 490 x 1.450 mm N°3 Cestelli in Tondino (COS 6050). Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1/2 STE 600X300X150.		15
4	Carrello modulare bifronte	4.07	COS 6005-ARI	Carrello Bifacciale. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Struttura in tubo quadro mm 25 x 25 x1,5 mm N°6 paia di ganci, (N°3 paia anteriori +N°3 paia post.) adatti per tutti gli accessori, portata di 60 Kg per gancio. Distanza fra i ganci: orizzontale 560 mm. - verticale 350 mm. Dispositivo frenante su ruote. N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. Paracolpi perimetrale sul Basamento Portata totale: 160 Kg. con pavimento piano. Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 580 x 550 (690) x 1.450 mm N°6 Cestelli in Tondino (COS 6050). Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1/2 STE 600X300X150.		16
N. LOTTO	Descrizione Lotto	N. Sublotto	Articolo	ACCESSORI PER 4.01 /4.02/4.03	Immagine	Rif. Int.
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS00-ARI	Piano Estraibile Laterale Capacità A4 . Dimensione Utile di appoggio (Larg. X Prof.) 320 x 320 mm (+8/-0)		17
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS01-ARI	Supporto accessori completo (Raccordi antibatterici)		18
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS02-ARI	Supporto accessori parziale (Raccordi antibatterici)		19
4		4.01 -4.02 - 4.03	COS 6150-ARI	Dispensatore per materiale vario. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). N° 5 + 4 contenitori in materiale plastico atossico. Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 620 x 180 x 420 mm		20
4		4.01 -4.02 - 4.03	HID-ACS03-ARI	Barra Unificata porta Accessori (Capacità Max:25x 10x 300 mm, 5 Kg) Per Fendy Urgenza 4.03 (prezzo più 17 Euro)		21

4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS03-ARI	Supporto girevole per defibrillatore		22
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS04-ARI	Supporto Aspiratore		23
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS05-ARI	Porta Bombola Ossigeno		24
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS06-ARI	Tavola per massaggio cardiaco e supporti		25
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS07-ARI	Dispositivo di apertura con sigillo di sicurezza (Paratia a stappo)		26
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS08-ARI	Dispositivo di apertura e chiusura centralizzata a chiave		27
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS09 / FR-ACS09 B-ARI	Portarifiuti con apertura a ginocchio		28
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS15-ARI	Erogatore per bicchieri completo di supporto. Fornito di adattatore per le diverse misure di bicchieri. E' possibile inserire: -N°32 bicchieri da 166 cc, misure Diam. 45/70x70 h mm. -N°50 bicchieri da 80 cc. Misure Diam. 35/55x50 h mm.		29
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS10-ARI	Portarifiuti per taglienti/pericolosi		30
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS11-ARI	Cestello porta cateteri in lamiera forata . Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 120 x 170 x 600 mm		31
4		4.01 -4.02 - 4.03	FR-ACS12-ARI	Elettificazione mediante N°4 prese elettriche ed interruttore bipolare (Conformità CE 93/42)		32

4		4.01 - 4.02 - 4.03	FR-ACS13-ARI	Supporto esterno per Flaconi (N°4 per 500 ml)		33
4		4.01 - 4.02 - 4.03	FR-ACS14-ARI	Supporto Esterno per Raccoglitori A4 (N°3 dorso 35 mm)		34
4		4.01 - 4.02 - 4.03	FR-ACS21-ARI	Supporto Notebook + Vincolo a Piano (52972/52652)		35
4		4.01 - 4.02 - 4.03	HID-ACS08-ARI	Stelo e Supporto infusione a Sbalzo		36
4		4.01 - 4.02 - 4.03	FR-ACS18-10758-ARI	Supporto Esterno per Porta Guanti		37
N. LOTTO	Descrizione Lotto	N.Sublotto	Articolo	ACCESSORI PER 4.06 /4.07	Immagine	38
4		4.06 - 4.07	COS 6185-ARI	Supporto per zoccoli chirurgici. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Lavorazione a filo continuo con spigoli arrotondati. Capacità: 5 paia di zoccoli (10 ganci)		39
4		4.06 - 4.07	COS 6100-ARI	Piano porta oggetti. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Lavorazione speciale con spigoli arrotondati. Dimensioni (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 360 x 260 mm		40
4		4.06 - 4.07	COS 6105-ARI	Piano d'appoggio con supporto. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Lavorazione speciale con spigoli arrotondati. Dimensioni (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 350 x 150 mm		41
4		4.06 - 4.07	COS 6150-ARI	Dispensatore per materiale vario. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). N° 5 + 4 contenitori in materiale plastico atossico. Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 620 x 180 x 420 mm		42
4		4.06 - 4.07	COS 6160-ARI	Dispensatore di materiale per sutura. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Lavorazione speciale con spigoli arrotondati. Capacità: 20 confezioni disposte su 4 ripiani. (circa) Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 175 x 290 mm		43

4		4.06 - 4.07	COS 6035(ARI)	Cestello in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1 STE 600X300X300		44
4		4.06 - 4.07	COS 6035-2STE-ARI	Cestello in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 2 STE 600X600X300		45
4		4.06 - 4.07	COS 6040-ARI	Cestello in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Con feritoia Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1 STE 600X300X300		46
4		4.06 - 4.07	COS 6045-ARI	Cestello in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1/4 STE 300X300X300		47
4		4.06 - 4.07	COS 6050-ARI	Cestello in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1/2 STE 600X300X150		48



Lucini Surgical Concept Srl

Via Sant'Alberto 4/6/8
20045 Lainate MILANO
Italia

T. +39 02 9186543

F. +39 02 9189185

info@lucinisurgicalconcept.com
www.lucinisurgicalconcept.com