

6.5.6 Accessori disponibili (compatibilità sistemica) HID-ACS

<p>HID-ACS00</p> 	<p>HID-ACS0i</p> 	<p>HID-ACS01</p> 	<p>HID-ACS00 Supporto flaconi in Materiale Polimerico (Capacità Max: Flaconi da 1000 ml)</p> <p>HID-ACS0i Supporto flaconi in Acciaio Inox Aisi 304 (Capacità Max: Flaconi da 1000 ml)</p> <p>HID-ACS01 Identificatore</p>
<p>HID-ACS02</p> 	<p>HID-ACS03</p> 	<p>HID-ACS04</p> 	<p>HID-ACS02 Vassoio medicazione, preparazione (Capacità Max: 300 x 150 mm, 2 Kg)</p> <p>HID-ACS03 Barra unificata porta accessori (Capacità Max: 25 x 10 x 300 mm, 5 Kg)</p> <p>HID-ACS04 Porta bombola ossigeno</p>
<p>HID-ACS05</p> 	<p>HID-ACS06</p> 	<p>HID-ACS07</p> 	<p>HID-ACS05 Prese elettrificate (N°4 Prese con interruttore bipolare) Conformità CE 93/42</p> <p>HID-ACS06 Supporto a N°6 Ganci (Capacità Max : 20 Kg distribuiti) (Hsi Max = 2300 mm)</p> <p>HID-ACS07 Supporto sacche Urologiche</p>
<p>HID-ACS08</p> 	<p>HID-ACS09</p> 	<p>HID-ACS10</p> 	<p>HID-ACS08 Stelo e Supporto Infusione a Sbalzo</p> <p>HID-ACS09 Supporto pompe infusione tipo 1 (N°2 supporti Ø 25 L=700, 20 Kg)</p> <p>HID-ACS10 Supporto pompe infusione tipo 2 (N°2 supporti Ø 25 L=300, 10 Kg)</p>

6.5.6 Accessori disponibili (compatibilità sistemica) HID-ACS

HID-ACS11

Manubrio per deambulazione:
Ergonomico, Regolabile,
Autoclavabile

HID-ACS12

Supporto pompe infusione
tipo 3 (solo per HI-DROP Load)
(n°2 supporti Ø 25 L=700, 20 Kg)

HID-ACS13

Vassoio porta contenitori di
soluzione (solo per HI-DROP Load)
(Capacità Max: 20 Kg)


HID-ACSSQ

Spremi sacche manuale
(Squeezer)
(Pressione Max: 300 mmHg)


HID-ACSKD

Amenità per dispositivo
Pediatrico-Geriatrico
(a richiesta ruote, grafica, ecc.)


HID-ACS11



HID-ACS12



HID-ACS13



HID-ACSSQ



HID-ACSKD



Il Dispositivo a cui possono
essere applicati tutti gli
accessori disponibili
è attribuito

IQc = 100

(Il Massimo).

Diversamente è attribuito
un IQc proporzionato.

HI-DROP S2 +HID-ACS09



HI-DROP S1 +HID-ACS10



HI-DROP LOAD +HID-ACS12

